

## Исследование методом «ГХМС на микробные маркеры»

### Способ «Сухая капля».

Инструкция по забору крови и транспортировка.

Следуйте точно указаниям данной инструкции, в противном случае лаборатория не гарантирует сроки и саму возможность выполнения исследования.

Здравствуйтесь! Вы получили набор для самостоятельного забора и отправки медицинского образца способом «Сухая капля».

В набор входит:

- пакетик одноразовый с замком Zip-Lok;
- автоматический скарификатор;
- спиртовые салфетки;
- транспортировочная карточка.

Сбор и отправка биоматериала:

1. Произведите самостоятельный забор капиллярной крови (из пальца) с помощью автоматического скарификатора. Автоматический одноразовый скарификатор делает процедуру взятия крови практически безболезненной: неприятных ощущений, жжения и боли нет. Рабочий конец скарификатора, где спрятана игла, закрывается колпачком, который необходимо отсоединить путем откручивания. К подушечке безымянного пальца, предварительно обработанной спиртовой салфеткой из набора прижмите скарификатор концом, где спрятана игла и нажмите один раз на кнопку. Сделать можно только один прокол, так как игла автоматически блокируется.
2. Возьмите карточку для образцов. Массируя палец от средней части к подушечке получить каплю крови, в которую необходимо погрузить конец капиллярной полоски (с нарисованными стрелочками) под углом в 45 градусов. Для отбора необходимого для исследования количества крови пропитайте капиллярную полоску на 3-4 деления (черные линии) при необходимости продолжая массировать палец.
3. Поставьте карточку на боковую поверхность и высушите при комнатной температуре в течение 2-х часов.
4. Закройте карточку, заполните необходимую информацию на пустых полях карточки и поместите в пакет с замком Zip-Lock. Отправку осуществит служба экспресс доставки «Даймекс» (телефон в Вашем городе Вы можете найти, воспользовавшись интернетом, либо связавшись с нами) по адресу: 109316 г. Москва, Волгоградский пр. д. 26 стр. 1, офис 1211 ООО «БиоТехСервис». Обязательно укажите Ваш телефон и адрес электронной почты для обратной связи. **Внимание! Важно!** Во время оформления отправки Вас попросят написать, или назвать вид вложения и расписаться под тем, что груз является полностью безопасным для перевозки. Для того чтобы не возникли недоразумения, рекомендуем указать – **«Карточка для образцов»**.
5. После оповещения из лаборатории о получении карточки необходимо оплатить исследование. Оплата осуществляется через Сбербанк без комиссии (касса, терминал, Сбербанк-Онлайн), либо любой другой банк с комиссией: по следующим реквизитам: ООО «БиоТехСервис» ИНН 7839411967, Р/С 40702810755200001635 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, К/с 30101810500000000653 БИК 044030653, Договор со Сбербанком № 1879-17/7 от 17.06.10. Вид платежа: «Медицинские услуги».
6. После оплаты в обязательном порядке уведомите лабораторию о платеже, отправив скан, или фотографию, или электронную версию чека по адресу электронной почты: **labhms@gmail.com**